

PHILIPS

sonicare

ZOOM!



Catalogue produits

Commandez sur la boutique en ligne:

www.b2bshop.philips.com/dentalchfr

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informé:

<https://www.philips.de/c-e/pe/dental-professionals.com>

*Selon une étude KJT réalisée auprès de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire répartis dans 15 pays (dont la France) en 2022 et 2023.



« Je ressens exactement la même sensation de propreté qu'après un nettoyage chez le dentiste. L'effet est immédiat. »

- Ana

Utilisatrice de Philips Sonicare DiamondClean Smart

Plus de 30 ans d'innovation technologique

Notre nouvelle technologie Sonicare s'adapte à la technique de brossage de chacun pour offrir des résultats exceptionnels. Son système magnétique ajuste et optimise en temps réel le niveau de puissance, permettant aux brins de vibrer jusqu'à 62 000 fois par minute. La technologie Sonicare produit des mouvements de balayage latéraux à haute fréquence qui éliminent en douceur le biofilm. Elle crée également une action de fluide dynamique continue, pulsant le fluide en profondeur entre les dents et le long des gencives. Ce système élimine jusqu'à 10 fois plus de biofilm dans les zones difficiles d'accès qu'une brosse à dents manuelle⁽¹⁾. En utilisant cette technologie et d'autres innovations, notre objectif en tant qu'entreprise de technologie de la santé est d'améliorer la santé et le bien-être des patients. Nous visons à améliorer la vie de 2,5 milliards de personnes par an d'ici 2030.

1 En 6 semaines.



Ensemble, donnons le sourire et améliorons des vies

Chez Philips, nous sommes engagés à collaborer avec les professionnels de la santé bucco-dentaire pour faire avancer la science bucco-dentaire et pour développer des solutions que vous recommandez en toute confiance dans le cadre de votre pratique.

Découvrez les dernières solutions de Philips Oral Healthcare, conçues pour préserver l'hygiène bucco-dentaire, la santé et l'éclat du sourire de vos patients. Ces solutions permettent aux patients de prolonger les soins initiés au cabinet et de maintenir leur santé bucco-dentaire à domicile. Ensemble, transformons les soins bucco-dentaires.





Pourquoi adopter le brossage électrique ?

Si certains de vos patients n'ont pas encore adopté le brossage électrique, ils pourraient avoir besoin d'une meilleure compréhension de ses bienfaits. Les preuves scientifiques montrent que les brosses à dents électriques sont supérieures aux brosses à dents manuelles pour améliorer la santé bucco-dentaire, tout en étant sans danger pour les tissus dentaires et gingivaux. Elles permettent de réduire l'inflammation et les caries, et contribuent à prolonger la durée de vie en bonne santé des dents. Recommander une brosse à dents électrique peut donc être un excellent moyen d'accompagner vos patients dans leurs soins préventifs.

Philips Sonicare révolutionne le brossage pour vos patients

Philips Sonicare : l'essentiel de ses avantages

- Des données cliniques à l'appui
- S'adapte à la méthode de brossage de chaque patient
- Manches et têtes de brosse adaptées aux besoins individuels des patients
- Transition facile d'une brosse à dents manuelle à une brosse à dents électrique

Comme il est difficile d'optimiser et de mettre en place les routines de soins bucco-dentaires des patients, des outils intuitifs nécessitant peu d'instructions peuvent favoriser une meilleure santé bucco-dentaire. Soutenues par **des études scientifiques**, les brosses à dents soniques Philips Sonicare utilisent des têtes de brosse ovales et similaires à celles des brosses à dents manuelles. Elles permettent aux patients d'utiliser une technique intuitive, sans nécessiter d'apprentissage complexe.

Les brosses Philips Sonicare intègrent d'autres technologies qui optimisent et améliorent l'expérience de brossage des patients :

- Technologie de détection optique Sonicare nouvelle génération qui optimise le brossage, quelle que soit la méthode utilisée
- Action des fluides dynamique qui aide les brins à éliminer efficacement la plaque et le biofilm
- Des minuteurs qui aident les patients à réaliser un brossage de deux minutes, conformément aux recommandations
- Des capteurs de pression qui les aident à éviter d'appliquer une pression excessive lors du brossage

Ces technologies agissent en synergie pour garantir à l'utilisateur un nettoyage complet et intuitif.



Brosses à dents soniques : un brossage optimal à chaque utilisation



DiamondClean Prestige 9900

Proposez à vos patients des soins exceptionnels et personnalisés grâce à la technologie SenseIQ. La brosse à dents sonique Prestige 9900 est notre modèle le plus avancé, garantissant des résultats optimaux pour transformer l'expérience de brossage de vos patients.

- Jusqu'à 20 fois plus de plaque éliminée¹
- Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines²
- Élimine jusqu'à 100 % plus de taches en moins de 2 jours³



Application interactive de suivi de brossage



5 modes de nettoyage



3 réglages de puissance



Capteur de pression visuel



Rappel de remplacement de la tête de brosse



Appariement des modes



Minuteur Brushpacer



Têtes de brosse



DiamondClean Smart 9400

Dotée de capteurs intelligents, la technologie DiamondClean Smart offre aux patients un accompagnement personnalisé leur permettant de connaître leurs habitudes de brossage grâce aux données envoyées à l'application Philips Sonicare. À cela s'ajoute la tête de brosse Premium tout-en-un qui garantit les meilleurs résultats.

- Jusqu'à 20 fois plus de plaque éliminée¹
- Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines²
- Élimine jusqu'à 100 % plus de taches en moins de 2 jours³



Application interactive de suivi de brossage



5 modes de nettoyage



3 réglages de puissance



Capteur de pression visuel



Rappel de remplacement de la tête de brosse



Appariement des modes



Minuteur Brushpacer



Têtes de brosse



DiamondClean 9000

Équipez vos patients pour qu'ils aient des dents plus blanches et plus saines tout au long de leur vie. La brosse à dents DiamondClean 9000 propose une multitude de fonctionnalités, y compris une application connectée pour l'accompagnement et le suivi, afin d'aider les patients à optimiser leur technique de brossage.

- Jusqu'à 20 fois plus de plaque éliminée¹
- Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines²
- Élimine jusqu'à 100 % plus de taches en moins de 2 jours³



Application interactive de suivi de brossage



4 modes de nettoyage



3 réglages de puissance



Capteur de pression visuel



Rappel de remplacement de la tête de brosse



Appariement des modes



Minuteur Brushpacer



Têtes de brosse

¹ 1 par rapport à un brossage manuel.

² Mode Clean par rapport à un brossage manuel ; mesure par MGI à 6 semaines.

³ Test réalisé en laboratoire par rapport à un brossage manuel ; les résultats peuvent varier.

Sonicare série 7100



Réinventée grâce à une technologie de transmission de la pression de pointe, la brosse à dents Philips Sonicare série 7100 propose quatre modes de brossage — Sensitive, Clean, White et Gum Health — permettant aux patients de personnaliser leur expérience. Un capteur de pression visuel aide à prévenir l'application d'une pression trop importante, tandis que la connectivité avec l'application Philips Sonicare offre des conseils pour optimiser la couverture et la technique de brossage.

- Des gencives jusqu'à 6 fois plus saines en seulement 2 semaines par rapport à un brossage manuel¹
- Élimine jusqu'à 10 fois plus de biofilm dans les zones difficiles d'accès qu'une brosse à dents manuelle²



Application de suivi interactive



4 modes de nettoyage



3 réglages de puissance



Capteur de pression visuel



Rappel de remplacement de la tête de brosse



Minuteurs Quadpacer & Smartimer



Têtes de brosse

Sonicare série 6100



Conçue pour éliminer le biofilm tout en étant douce pour les gencives, la brosse à dents Philips Sonicare série 6100 propose un nouveau mode Sensitive, parfait pour initier les patients au brossage électrique en douceur, ainsi qu'un mode Clean. Grâce à sa technologie de pointe de transmission de la pression, cette brosse s'adapte au style de brossage des patients, assurant un nettoyage optimal.

- Jusqu'à 96 % des patients atteints de gingivite ont constaté une amélioration de la santé de leurs gencives en seulement 2 semaines³
- Élimine jusqu'à 5 fois plus de biofilm⁴



2 modes de nettoyage



3 réglages de puissance



Capteur de pression visuel



Rappel de remplacement de la tête de brosse



Minuteurs Quadpacer & Smartimer



Têtes de brosse

Sonicare For Kids avec application de suivi



La brosse à dents électrique Sonicare For Kids est dotée de la technologie sans fil Bluetooth® et de l'application interactive de suivi pour garantir une plus grande motivation de l'enfant. Non seulement il gagne en autonomie, mais le minuteur KidTimer l'aide à augmenter progressivement la durée de brossage jusqu'à 2 minutes, pour un nettoyage en profondeur. À partir de 3 ans.

- 98 % des parents interrogés ont confirmé qu'il était plus facile de motiver leurs enfants à se brosser les dents plus longtemps et de manière plus efficace⁵
- Élimine jusqu'à 75 % de plaque dentaire en plus⁶



Application de suivi interactive



2 réglages de puissance



Minuteur KidTimer



Têtes de brosse



¹ En mode Clean ; mesure par MGI à 2 semaines.

² En 6 semaines.

³ En mode Clean, avec tête de brosse A3.

⁴ Par rapport à une brosse à dents manuelle en 2 semaines, avec tête de brosse S2.

⁵ Par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents seule.

⁶ Par rapport à une brosse à dents manuelle pour enfants dans les zones difficiles d'accès.

Un brossage doux. **Des résultats exceptionnels.**

Philips Sonicare séries 5000-7000 :
grâce à de nouvelles technologies
permettant l'adaptation en temps réel
de l'intensité de brossage, ces brosses
à dents soniques garantissent à vos
patients un brossage intuitif, efficace
pour déstructurer le biofilm et doux
pour les gencives.

Découvrez la nouvelle génération Sonicare.

- Élimine jusqu'à 10 fois plus de biofilm dans les zones difficiles d'accès qu'une brosse manuelle.¹
- Des gencives jusqu'à 6 fois plus saines en seulement 2 semaines par rapport à un brossage manuel.²

1 En 6 semaines, avec tête de brosse S2.
2 En mode Clean, avec tête de brosse A3.



Des soins personnalisés et d'exception grâce à la technologie SenseIQ

Philips Sonicare Prestige 9900 s'adapte aux besoins des patients pour améliorer leur hygiène bucco-dentaire, tout en se connectant à l'application Philips Sonicare qui les guide durant le brossage.

- Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque.*
- Détecte la pression, le mouvement, la couverture, la durée et la fréquence jusqu'à 100 fois par seconde.
- Ajuste automatiquement et en temps réel l'intensité lorsqu'une pression excessive est détectée.
- Prend soin de la santé bucco-dentaire globale en nettoyant et en blanchissant** les dents, en protégeant les gencives et en aidant à optimiser la technique de brossage au fil du temps.

*Par rapport à un brossage manuel.

**Effet sur les taches extrinsèques



Philips Sonicare **For Kids**

Favorise l'observance chez les enfants et permet d'obtenir d'excellents résultats lors du brossage des dents

Philips Sonicare For Kids **Pour instaurer une routine de brossage saine**

- Un brossage ludique avec une brosse à dents électrique pour enfants
- Un nettoyage en profondeur et en douceur grâce à une technologie sonore innovante



**Un
compagnon
interactif**

qui stimule l'envie des
enfants pour un
nettoyage efficace



Modèles personnalisables

grâce
aux 8 autocollants
amusants fournis



Accompagnement interactif

L'application encourage les enfants à devenir autonomes lors du brossage des dents.



Suivi parental

Permet aux parents de suivre les habitudes et les progrès de leur enfant.



Fonction KidTimer

Le minuteur KidTimer aide les enfants à respecter le temps de brossage recommandé de deux minutes en les guidant pour un nettoyage complet.



Tonalités KidPacer

Émet un signal sonore pour indiquer le moment de passer à la zone suivante ou d'arrêter le brossage.



2 tailles de têtes de brosse

La taille des têtes de brosse a été spécialement adaptée pour un brossage doux à chaque étape du développement.



2 réglages de brossage adaptés aux enfants

Deux niveaux de nettoyage pour un brossage doux adapté à l'âge des enfants : le niveau inférieur convient aux enfants à partir de 4 ans, et le niveau supérieur aux enfants de 7 ans et plus.



Une tête de brosse pour chaque patient

La gamme de têtes de brosse adaptées aux besoins et habitudes de chacun permet d'offrir aux patients un brossage personnalisé.

	Nom	Ergonomie	Souplesse	Couleurs disponibles	Spécificités	Utilisation
 Tout-en-un	A3 <i>Premium All-in-One</i>		Souple 		Élimine jusqu'à 20 fois plus de biofilm ¹	Des brins plus longs et angulaires dotés de pointes triangulaires qui éliminent jusqu'à 100 % plus de taches en moins d'une semaine ² et contribuent à obtenir des gencives jusqu'à 15 fois plus saines ³ .
	C3 <i>Premium Plaque Defence</i>		Souple 		Élimine jusqu'à 10 fois plus de biofilm ⁴	Souple et flexible pour 4 fois plus de surface de contact ⁵ .
 Contrôle de la plaque dentaire	C1 <i>ProResults</i>		Souple 		Élimine jusqu'à 3 fois plus de biofilm ¹	Les brins de haute qualité et leur densité sont conçus pour épouser la forme des dents et faciliter le nettoyage des zones difficiles d'accès.
	G3 <i>Premium Gum Care</i>		Souple 		Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines ⁶	Des brins extra-doux pour un nettoyage en douceur le long de la ligne gingivale. Les brins flexibles sur les côtés permettent d'absorber une pression excessive pour aider à protéger les gencives.
 Blanchiment	W2 <i>Optimal White</i>		Souple 		Jusqu'à 100 % moins de taches en une semaine ⁷	Des brins en forme de diamants pour éliminer efficacement et en douceur les taches extrinsèques causées par les aliments, les boissons et le tabac.
 Spécial	S2 <i>Sensitive</i>		Extra doux 		Élimine jusqu'à 10 fois plus de biofilm le long de la gencive ⁸	Notre première tête de brosse dotée de brins de 4 et 5 mm pour un brossage à la fois doux et efficace.
	Sonicare For Kids Standard		Souple 		Élimine jusqu'à 75 % plus de plaque dans les zones difficiles d'accès ⁹	Destinée aux enfants de 7 ans et plus, cette tête de brosse est spécialement conçue pour s'adapter à la forme des dents. La partie arrière en caoutchouc assure un nettoyage à la fois sûr et agréable.
	Sonicare For Kids Compact		Souple 		Élimine jusqu'à 75 % plus de plaque dans les zones difficiles d'accès ⁹	Conçue pour les enfants de 3 ans et plus, cette tête de brosse au format compact est idéale pour les plus jeunes patients qui commencent leur apprentissage de l'hygiène bucco-dentaire.



Le brossage intelligent donne le sourire aux patients

Avec la technologie avancée BrushSync, vos patients sont toujours prêts pour un nettoyage complet. La technologie RFID assure la synchronisation du manche et de la tête de brosse pour une sélection personnalisée des réglages et une alerte de remplacement de la tête de brosse en temps opportun. Enfin, plusieurs indicateurs, comme une lumière sur le manche et la couleur des brins qui s'estompe, informent les patients qu'il est temps de changer leur tête de brosse.

1 Par rapport à un brossage manuel.

2 Par rapport à un brossage manuel, test réalisé en laboratoire, les résultats peuvent varier.

3 En mode Clean par rapport à un brossage manuel ; mesure par MGI à 6 semaines.

4 Pour les zones difficiles d'accès par rapport à un brossage manuel.

5 Par rapport à la tête de brosse DiamondClean.

6 En mode Gum Health par rapport à un brossage manuel ; mesure par GBI.

7 En mode White+ par rapport à un brossage manuel, utilisation d'un dentifrice blanchissant.

8 Par rapport à un brossage manuel en 6 semaines, dans les zones difficiles d'accès.

9 Par rapport à une brosse à dents manuelle pour enfants.



Pack patient Philips Sonicare.

Pour les patients, l'essayer c'est l'adopter

Proposez à vos patients de tester la brosse à dents électrique Philips Sonicare. Il n'a jamais été aussi simple d'encourager les patients à faire évoluer leurs habitudes d'hygiène bucco-dentaire en passant de la brosse à dents manuelle à la brosse à dents sonique.

Le kit d'essai comprend :

- 1 brosse Philips Sonicare séries 5000-7000
- 30 têtes de brosse Sensitive
- 30 têtes de brosse Premium All-in-one
- 1 chargeur
- 60 petits sachets
- Instructions de brossage pour les patients
- Guide de brossage et de désinfection à l'intention des professionnels dentaires.



Des bénéfices pour les patients et votre cabinet.

1

Une aide dans votre accompagnement des patients

2

Une tête de brosse adaptée aux besoins de chacun

3

Guide les patients dans leur achat d'une brosse à dents électrique adaptée

Pour toutes questions, contactez votre **représentant Philips** ou contactez le 0800 422 944 ou sonicare.ch@philips.com

Comment utiliser la brosse à dents électrique Philips Sonicare ?



1

Commencez par appliquer une noisette de dentifrice.



2




4


Faites glisser délicatement la brosse le long de la gencive en respectant un angle de 45 degrés.



5



7



Retirez la tête de brosse, rincez-la ainsi que le manche, puis séchez-les.



8



Tenez la brosse à dents à l'aide du bout des doigts avec une prise légère.



3

Lorsque la brosse à dents vibre, changez de zone de brossage.



Derrière les dents, inclinez la brosse à dents semi-verticalement et effectuez des mouvements de brossage verticaux.



6

Brossez ensuite les surfaces de mastication en maintenant un mouvement de glissement.



Veillez à nettoyer les espaces interdentaires.



9

Remplacez votre tête de brosse tous les 3 mois, conformément aux recommandations des professionnels de la santé bucco-dentaire.

Philips Sonicare Power Flosser sans fil

Un nettoyage en profondeur sans aucune contrainte




**Un design ergonomique
et profilé doté d'une buse
rotative à 360 degrés pour
une utilisation optimale**



**Un format compact
idéal pour les petits
espaces**



3 puissances




**2 modes :
Clean et Deep Clean¹**

¹ Diffèrent selon les modèles.

² Dans les zones difficiles d'accès.

³ Dans une étude in vitro (les résultats réels peuvent varier) utilisant le Power Flosser 3000 sans fil avec l'embout Quad Stream en mode Clean, réglé sur puissance 3, l'élimination du biofilm parodontal a été mesurée à une profondeur de 4 à 6 mm dans un modèle de poche parodontale d'une profondeur maximale de 6 mm.





L'embout en forme de croix Quad Stream sépare le flux en 4 jets d'eau pour une meilleure couverture de la surface interdentaire et un nettoyage du sillon gingival



L'embout complémentaire standard : fin et angulaire, émet un jet unique qui élimine les débris et nettoie en profondeur entre les dents²



La technologie Pulse Wave effectue des pauses entre chaque impulsion pour indiquer le moment de passer à l'espace interproximal suivant



Réservoir extra-large pour un temps de nettoyage adapté

99 %

Élimine jusqu'à 99 % du biofilm oral dans les poches parodontales atteignant 6 mm de profondeur³

Pour les grandes occasions, un blanchiment professionnel

Des résultats rapides et éclatants avec la lampe
Philips Zoom! WhiteSpeed et le kit de traitement
en cabinet

Bénéfices de la **lampe** Philips Zoom! WhiteSpeed



3 réglages qui peuvent être modifiés pendant l'intervention :

- Élevé : 190 mW/cm²
- Medium : 120 mW/cm²
- Faible : 50 mW/cm²



Longue durée de vie :

La technologie Philips Blue LED offre des résultats constants, avec jusqu'à 50 000 heures d'utilisation garanties.¹



Une ergonomie parfaite :

Design épuré, nouvelles poignées, équilibrage repensé et rangement optimisé.



Avant : A3




Après : B1

¹ de 40 % par rapport à l'ancienne lampe Philips Zoom!
Source : Sabiha M. Bunek, DDS; John M. Powers, PhD; John W. Farah, DDS, PhD; Lori K. Brown, DDS; Santine, E. Anderson, DDS; William T. Stevenson, DDS; Robert J. Stevenson, DDS. Effect of Philips Zoom Advanced Power, Lamp on Whitening. Dental Advisor Research Report (Dental Consultants, Inc.), 2008.



Kits de traitement en cabinet Philips Zoom!



Pack complet pour 2 patients

Le kit Philips Zoom! permet de réaliser deux séances de blanchiment dentaire à la lumière, directement en cabinet.

Présentation du kit en cabinet

	Kit cabinet Zoom!	
Concentration	Peroxyde d'hydrogène à 6 %	
Degrés de blanchiment	Jusqu'à 7 teintes en 60 min	
Spécificités	Sensibilité réduite, voire inexistante, pendant et après la procédure	
Séances supplémentaires possibles après le traitement	Les patients peuvent parfaire le traitement à domicile à l'aide d'une gouttière	
Durée d'application du gel	4 x 15 minutes	
Contenu	Gel PH à 6 % (2 seringues, 2,4 ml chacune) 4 bandes EVA 0,040 2 guides lumineux 2 écarteurs iso-prep 4 lingettes pour visière de protection 12 carrés de gaze lobulaire 2 liquides dentaires 2,9 g embouts en métal et en plastique	4 rouleaux de coton 2 embouts d'aspiration chirurgicaux 2 brosses 4 activateurs 4 seringues de blanchiment 2 seringues de retouches (DayWhite ou NiteWhite)

Philips Zoom! DayWhite + NiteWhite

Donnez aux patients les outils nécessaires pour blanchir leurs dents à la maison.

Philips Zoom ! à domicile : des résultats spectaculaires avec un minimum de temps au cabinet

Grâce à notre expertise et à notre passion pour les soins bucco-dentaires, nous permettons aux patients de retrouver un sourire éclatant, depuis le confort de leur domicile. Offrez-leur des résultats professionnels et fiables.

Pour les patients

- Sans danger pour l'émail dentaire
- Contient du nitrate de potassium pour assurer le confort du patient
- Riche en eau pour prévenir la déshydratation des dents
- Options flexibles : de 30 minutes par jour jusqu'à une utilisation nocturne complète
- Formule élaborée par des dentistes
- Technologie à double cartouche pour un équilibre optimal du pH

Pour les professionnels dentaires

- Pas besoin de réfrigération
- Réduction du temps passé dans le fauteuil par rapport aux traitements en cabinet
- Une large sélection de produits conçus pour satisfaire les besoins de tous les patients

Formule élaborée par des dentistes

- Des résultats spectaculaires pour un sourire éclatant de santé
- Sans danger pour l'émail
- Contient du nitrate de potassium pour assurer le confort du patient




Blanchiment personnalisé à domicile avec Philips Zoom!

Le peroxyde d'hydrogène est un agent blanchissant à action rapide, libérant la majeure partie de son efficacité en 90 minutes et atteignant son plein potentiel en seulement 30 minutes. À l'inverse, le peroxyde de carbamide agit sur une période plus longue, délivrant son pouvoir blanchissant en cinq heures et atteignant son efficacité maximale au bout de deux heures.

Décomposition du peroxyde d'hydrogène et du peroxyde de carbamide

Taux de décomposition (%)



Source : Dr. Bruce Mattis, Dr. Van Haywood

Bon à savoir

Pour convertir le peroxyde d'hydrogène en son équivalent de peroxyde de carbamide, il suffit de multiplier le pourcentage de peroxyde d'hydrogène par 2,765.

Pour convertir le peroxyde de carbamide en son équivalent de peroxyde d'hydrogène, il suffit de diviser le pourcentage de peroxyde de carbamide par 2,765.

Produit	Concentration	Équivalent
DayWhite	6 % PH	16,6 % PC
NiteWhite	10 % PC	3,6 % PH
	16 % PC	5,8 % PH

Solutions innovantes DayWhite et NiteWhite enrichies en fluorure de sodium et en nitrate de potassium



Nouveau kit patient



Distributeur

DayWhite (peroxyde d'hydrogène + fluorure de sodium + nitrate de potassium)

Pour les patients désireux d'obtenir des résultats rapides tout en limitant le temps de port quotidien.

6 % PH

30 à 90 minutes de port par jour

NiteWhite (peroxyde de carbamide + fluorure de sodium + nitrate de potassium)

Pour les patients souffrant de sensibilité dentaire ou ceux qui préfèrent blanchir leurs dents pendant leur sommeil.

10 % PC

2 à 4 heures de port par jour ou nuit

16 % PC

2 à 4 heures de port par jour ou nuit

Contenu du kit patient : pochette, 6 seringues (2,4 ml), étui pour plateau, teintier.
Contenu du distributeur : boîte de 25 seringues individuelles (2,4 ml chacune).

Toutes les seringues contiennent 2,4 ml, 3 applications sur les deux arcs dentaires.




Présentation du blanchiment par Philips

Notre gamme propose les solutions pour offrir à vos patients un sourire dont ils seront fiers.

Produit	Conditionnement	Concentration	Traitement	Type de tache	Résultats
Lampe LED WhiteSpeed		6 % PH	60 minutes en cabinet	Jaune, marron, gris	Jusqu'à 7 teintes
DayWhite à domicile (peroxyde d'hydrogène + nitrate de potassium + fluorure de sodium)		6 % PH	30 à 90 minutes par jour	Jaune, marron	Des résultats spectaculaires pour un sourire éclatant de santé
NiteWhite à domicile (peroxyde de carbamide + nitrate de potassium + fluorure de sodium)		10 % PC	2 à 4 heures par jour ou nuit	Jaune, marron, gris	Des résultats spectaculaires pour un sourire éclatant de santé
		16 % PC	2 à 4 heures par jour ou nuit	Jaune, marron, gris	Des résultats spectaculaires pour un sourire éclatant de santé

Commandez facilement depuis notre boutique en ligne dédiée aux professionnels dentaires

1. Découvrez notre boutique en ligne en suivant le lien ci-dessous ou en scannant le QR code :



<https://www.b2bshop.philips.com/dentalchfr>

2. Si vous possédez déjà un compte, connectez-vous. Sinon, cliquez sur « **S'inscrire maintenant** ».
3. Une fois votre enregistrement terminé, nous associerons votre demande à votre compte client Philips et nous vous enverrons un lien pour votre première connexion.

Si vous n'avez pas encore de compte, nous vous contacterons par e-mail ou par téléphone pour le créer et vous donner l'accès à notre boutique en ligne le plus rapidement possible.

Avantages :



Commandez 24/7, sans attente



Historique et suivi des commandes, accès au compte



Accès au catalogue complet, aux offres spéciales et aux comparatifs



Télécharger des supports marketing

Nous sommes à votre écoute !

Vous avez des questions ? Vous pouvez joindre l'équipe d'experts Philips Sonicare du **lundi au vendredi de 9 h à 17 h**, au numéro de téléphone ou à l'adresse électronique suivants :



0800 422 944



sonicare.ch@philips.com



<https://www.b2bshop.philips.com/dentalchfr>



À télécharger !

Ce nouvel outil de sensibilisation vous permet d'éduquer vos patients de manière visuelle sur leurs problématiques bucco-dentaires, d'illustrer et d'expliquer les soins envisageables au cabinet ou à la maison



Découvrez nos nouveaux services digitaux spécifiquement conçus pour les professionnels de la santé bucco-dentaire



Pour découvrir notre nouvel espace dédié aux professionnels de la santé bucco-dentaire et s'inscrire à notre newsletter : <https://www.philips.de/c-e/pe/dental-professionals>





© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs propriétaires respectifs.

Philips Consumer Lifestyle – SARL au capital de 9 076 050 €
Siège social : High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven
Immatriculée aux Pays-Bas sous le n°17066875.



S'inscrire à la lettre d'information
Philips Oral
Healthcare
<https://www.philips.de/c-m-pe/dental-professionals.com>
Suivez-nous sur les
réseaux sociaux
 Philips Oral Healthcare