


Philips Allura**Clarity**. Mit Sicherheit mehr sehen.


5 einfache Strahlenschutzregeln




Verwenden Sie einen Bleischutz: Schild-drüsenschutz, eine zweiseitige Schürze und eine Abschirmung für den Tisch.




Distanz zur Röhre reduziert die Höhe der Strahlenbelastung.



Fokussieren Sie den relevanten anatomischen Bereich.



Platzieren Sie den Detektor so nah wie möglich am Patienten.



Stehen Sie möglichst auf der Seite des Detektors, nicht auf der Seite der Röhre.

PHILIPS