



# Komfort für Kinder

## Philips Respironics PN831 Gel-Nasenmaske

Die Respironics PN831 wurde speziell für die Bedürfnisse von Kindern entwickelt. Jetzt kann die nicht-invasive Beatmung bei kleinen Kindern mit einem komfortablen Gelpolster und einer Maskenhalterung in passender Größe durchgeführt werden.

### Entscheidende Vorteile

- Entwickelt und zugelassen für Kinder ab einem Jahr (> 7 kg)
- Gelpolster für schonende Abdichtung bei empfindlicher Haut
- Softcap Maskenhalterung sorgt durch gleichmäßige Verteilung des Drucks über eine große Fläche für Stabilität der Maske

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Philips Respironics PN831 Gel-Nasenmaske

Die Respironics PN831 Gel-Nasenmaske bietet noch weitere Vorteile.

- Der leichte, konisch zulaufende Schlauch kann sich an den Anschlüssen für Maske und Schlauchsatz um 360 Grad drehen, damit auch bei Patientenbewegungen der Komfort gewahrt bleibt und Lecks verhindert werden.
- Die PN831 kann mit oder ohne sekundäre Lecköffnung verwendet werden.
- Die integrierte Anpassschablone bietet eine praktische Möglichkeit zur Verringerung von Kreuzkontaminationen und Abfallmenge.

Beschreibung	Stück	Teilenummer
PN831 mit Softcap	1	1072201
PN831 mit Softcap, Schlauchsatz und Filter	1	1072202
PN831 mit Softcap	5	1072203
PN831 mit Softcap, Schlauchsatz und Filter	5	1072204



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten. Respironics und Softcap sind Warenzeichen von Respironics, Inc und verbundener Unternehmen.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Philips Healthcare ist ein Bereich der Royal Philips Electronics

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)  
[healthcare@philips.com](mailto:healthcare@philips.com)

Gedruckt in den USA  
4522 962 64993 \* MAR 2011