



Einfachere Bronchoskopie

Philips Respirationics gekrümmtes Bronchoskopie-Anschlussstück

Mit dem gekrümmten Bronchoskopie-Anschlussstück von Respirationics können Ärzte bronchoskopische Untersuchungen vornehmen, während gleichzeitig eine nichtinvasive Beatmung (NIV) durchgeführt wird. Das gekrümmte Anschlussstück ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt, kann jedoch vor dem Einsatz einmal autoklaviert werden, um ein steriles Verfahren zu ermöglichen.

Entscheidende Vorteile

- Geeignet für die Respirationics-Masken AF531 und PerforMax
- Vor Gebrauch autoklavierbar
- Erlaubt Einführungsschläuche verschiedener Größen

PHILIPS
sense and simplicity

Philips Respironics gekrümmtes Bronchoskopie-Anschlussstück

Beschreibung	Stück	Teilenummer
Gekrümmtes Bronchoskopie-Anschlussstück	1	1072651
Gekrümmtes Bronchoskopie-Anschlussstück	5	1072652



Gekrümmtes Bronchoskopie-Anschlussstück mit AF531



Gekrümmtes Bronchoskopie-Anschlussstück mit PerforMax



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.
Respironics ist ein Warenzeichen von Respironics, Inc. und seinen Tochtergesellschaften.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Philips Healthcare ist ein Bereich der Royal Philips Electronics

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Gedruckt in den Niederlanden
4522 962 70593 * JUL 2011