

Philips Lumea Essential

Lumière pulsée : prévient la repousse

- Pour le corps et le visage
- 10 minutes pour les demi-jambes
- > 200 000 flashs + pochette
- Recommandation automatique de réglage

BRI863/00

Réduction facile de la pilosité à long terme

L'épilateur Philips Lumea Essential fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps et le visage. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Avantages

Épilation longue durée grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité
- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort
- Différents types de peaux et de poils adaptés

Sûr et efficace sur le visage et le corps

- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Capteur de couleur de peau
- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Pour une utilisation simple et agréable
- 50 % plus rapide, pour des séances plus courtes*
- Doux pour la peau

Liberté absolue, contraintes minimales

- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
- Pochette de rangement incluse

PHILIPS

Fonctions

Technologie de lumière intense pulsée

Philips Lumea utilise la technologie dite de lumière intense pulsée ou IPL, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts pour développer cette technologie. Pendant plus de 10 ans, Philips a mené des tests consommateurs poussés sur la technologie de lumière pulsée auprès de 2 000 femmes.

Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légers flashs à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.

L'efficacité sans effort



Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances bi-hebdomadaires. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Types de peaux et de poils adaptés



Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blancs. De plus, ce produit n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

Zones d'application



Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton) et votre corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

Capteur de couleur de peau

Pour une sécurité renforcée, le capteur de type de peau intégré mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis ponctuellement en cours de séance. S'il détecte une teinte trop foncée pour ce produit, il arrête automatiquement d'émettre des flashs.

5 réglages d'intensité lumineuse

Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Recommandation automatique de réglage

Philips Lumea Essential détecte automatiquement votre couleur de peau et vous conseille sur l'intensité lumineuse à utiliser

50 % plus rapide*

Grande fenêtre avec design optimisé pour un flashage plus rapide et une meilleure visibilité*

Utilisation tout en douceur



Doux pour la peau

Mode flash Continu & Manuel



Le mode principal de flashage permet de faire glisser l'appareil sur la peau, pour une épilation plus confortable en continu.

Aucune pièce de rechange nécessaire



Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.

Trousse de rangement

Ce Philips Lumea Essential est fourni avec une pochette de luxe pour un rangement facilité.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Zones d'application

Parties du corps	Bras Jambes Ventre Maillot Aisselles
Parties du visage	Menton Joues Lèvre supérieure

Mode d'application

Flash Continu & Manuel	Pour des gestes fluides
Utilisation avec ou sans fil	Avec fil
Flash & Manuel	Pour une utilisation sur les courbes

Durée d'utilisation

Aisselle	1 min
Maillot	1 min
Parties du visage	1 min
Demi-jambe	5 min

Accessoires inclus

Adaptateur	12 V / 550 mA 400 V / 60 W
Conditions d'utilisation	Mode d'emploi
Rangement	Trousse

Alimentation

Tension	100-240 V

Sécurité et paramètres réglables

5 réglages d'intensité lumineuse	S'adapte à votre type de peau
Système de sécurité intégré	Évite les flashs accidentels
Filtre UV intégré	Protège votre peau des rayons UV
Capteur de couleur de peau	Détecte le teint de votre peau

Entretien

Garantie	Garantie mondiale de 2 ans

Spécificités techniques

Lampe haute performance	Produit > 200 000 flashs

* Par rapport aux SC1981, SC1982, SC1983 et SC1984

Les données sont sujettes à changement
2016, avril 30

Version: 1.3.1
EAN:

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com